HOMEDICS®

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Les produits mis à vente par HoMedics sont considérés comme exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à partir de la date de l'achat initial, hormis dans les cas indiqués ci-dessous. HoMedics garantit que ce produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie s'applique uniquement aux consommateurs et non pas aux détaillants.

Pour obtenir un service au titre de la garantie pour votre produit HoMedics, veuillez communiquer avec un représentant du service des relations clientèle. Veuillez vous assurer d'avoir le numéro de modèle du produit à portée de main.

HoMedics n'autorise personne, y compris - mais non exclusivement - les détaillants/revendeurs, le consommateur acheteur ultérieur du produit auprès d'un détaillant/revendeur, ou les acheteurs par correspondance, à contraindre HoMedics d'une manière quelconque au-delà des clauses énoncées ici même. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus; tout accessoire utilisé sans autorisation; toute modification apportée au produit; une mauvaise installation, les réparations ou modifications non autorisées; une mauvaise utilisation du courant électrique; une panne de courant; un produit qui est tombé, un dysfonctionnement ou un dommage à une pièce opérationnelle suite au non-respect des mesures d'entretien recommandées par le fabricant; les dommages durant le transport; le vol, la négligence, le vandalisme ou les conditions environnementales; une perte d'utilisation pendant la période durant laquelle le produit se trouve dans un centre de réparation ou en attente de pièces ou d'une réparation; ou toutes autres conditions quelconques ne pouvant être imputées à HoMedics.

Cette garantie prend effet dans la mesure où le produit est acheté et utilisé dans le pays d'achat du produit. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il est conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou encore la réparation de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE STIPULÉE ICI MÊME CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'APTITUDE À L'EMPLOI DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ QUANT AUX PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. LA SOCIÉTÉ HOMEDICS NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT TYPE DE DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PARTICULIERS. CETTE GARANTIE NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER LES LIMITES DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT DE TOUTE OU TOUTES PIÈCE(S) AVÉRÉE(S) DÉFECTUEUSE(S) PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA AVOIR LIEU. DANS LE CAS OÙ DES PIÈCES DE RECHANGE POUR DES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX SERAIENT INDISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT D'OPÉRER UNE SUBSTITUTION DE PRODUITS AU LIEU D'UNE RÉPARATION OU D'UN REMPLACEMENT.

Cette garantie ne prend pas en compte l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, réemballés et/ou rescellés, y compris, mais non exclusivement, la vente de tels produits sur des sites Internet de ventes aux enchères et/ou les ventes desdits produits par des revendeurs en vrac ou de surplus. Les réparations, remplacements, altérations ou modifications de tous produits ou pièces s'y rattachant, sans le consentement écrit préalable et exprès de HoMedics, mettent fin à toutes les garanties et entraînent leur résiliation immédiate.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis. Il est également possible que vous bénéficiiez d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Compte tenu de la réglementation particulière de chaque pays, certaines des limitations et des exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Pour plus amples renseignements relatifs à notre ligne de produits aux É.-U., rendez-vous sur : www.homedics.com. Pour le Canada, rendez-vous sur le site suivant : www.homedics.ca.

Pour une réparation aux États-Unis :

Courriel :
cservice@homedics.com

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 19 h, HNE

1.800.466.3342

Pour une réparation au Canada :

Courriel :
cservice@homedicsgroup.ca

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h, HNE

1.888.225.7378

HoMedics®, TheraP, et ParaSpa sont des marques des commerces déposées de HoMedics, LLC
©2012–2015 HoMedics, LLC. Tous droits réservés.

IB-PAR350D

Distributed by
HOMEDICS®

ParaSpa™ Plus

Paraffin Bath

Scanned + Archived By: FindMyManual.org



Please Take A Moment Now

Register

Your Product At:
www.homedics.com/register

Your valuable input regarding this product will help us create the products you will want in the future.

Distributed by
HOMEDICS®

HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390

El manual en español empieza a la página 9

Le manuel en français commence à la page 17

Instruction Manual and Warranty Information

PAR-350
PAR-350-THP

2 year limited warranty

HoMEDICS®

IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- ALWAYS unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- DO NOT use while bathing or in a shower.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- DO NOT operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a HoMedics Service Center for examination and repair.
- DO NOT carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- NEVER operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- DO NOT handle plug with wet hands.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. DO NOT use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- NEVER use while sleepy or drowsy

This unit is designed for household use only. This unit is not designed for commercial use.

Caution: All servicing of this product must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION—PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

SPECIAL WARNINGS:

IF YOU HAVE OR HAVE HAD ANY SKIN CONDITIONS, DISEASES AND OR HEALTH PROBLEMS, YOU SHOULD CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE USE.

- This product is not intended for medical use.
- Not recommended for use by people with diabetes.
- Use bath only when seated. DO NOT stand on or in the tub unit.
- DO NOT apply paraffin wax on open cuts or wounds, warts, inflamed skin, or when the sensation of any extremities is decreased.
- Consult your physician if you have any questions or concerns about acute inflammation and peripheral vascular disease or decreased sensation of any extremity before using.
- Discontinue use and consult a physician if the paraffin wax feels too warm or if it does not feel warm enough. This may indicate a possible physical problem.
- Discontinue use and consult your physician if dermatitis, discomfort, irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments.
- Test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature is comfortable.
- DO NOT overfill the unit and always keep the paraffin wax level about 2 inches from the top of the bath.
- NEVER operate the unit without paraffin wax.
- DO NOT melt paraffin wax in its plastic packaging, nor melt it over an open flame, on a range, stove or in a microwave.
- DO NOT pour the melted paraffin wax from the tub/unit.
- Unplug unit before filling with paraffin wax.
- DO NOT use accessories or wax not recommended or sold by HoMedics.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by HoMedics' Service Center.
- DO NOT put water into the tub/unit.
- DO NOT add oil or any other additives to the paraffin wax.
- This appliance is intended for household use only.
- **Attention California Residents:**
  WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.

Instructions for use:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not change the plug in any way.

This unit is controlled by a thermostat. The unit can hold a maximum of 3 lbs. of paraffin wax for operation. The melting time is less than 2 hours and it is designed to run continuously for 24 hours a day.


IMPORTANT NOTE:
This unit may feel very warm to sensitive skin. However, in order to fully experience the benefits of warm paraffin, the wax must be melted to a temperature between 123–131 degrees Fahrenheit. For proper application, quickly dip the body area (i.e. hand or elbow) into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds for wax to solidify. This should be repeated 6–10 times. Never soak in the wax for more than 1–2 seconds.

If you are very sensitive to heat or feel that this appliance may not be for you, please return this product to the place of purchase, **prior to use.**

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES
In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol "⧈" may also be marked on the appliance.

How to set up the ParaSpa Plus unit:

1. Remove all contents from packaging and check to make sure you have all of the following components of the ParaSpa Plus paraffin bath:
   - Paraffin bath tub with locking lid
   - Plastic grate
   - Three 1 lb. bags of Paraffin Wax
   - 20 plastic liners
2. Place unit on a level and sturdy table or surface and open the lid.
3. Make sure ParaSpa Plus tub is empty before putting wax into tub.
4. Open the bags of Paraffin Wax and place wax in the tub. Open only as many bags as you plan to use. The unit is designed to hold a maximum of 3 lbs. of melted paraffin wax and a minimum of 2.5 lbs (Fig. 1). Always keep the level of melted paraffin wax filled to the "MIN" level marked on the inside of the tub.
5. Plug the unit into a 120V A/C household outlet.
6. Close the locking lid. Push power button. "Heating" light illuminates red while wax is melting (Fig. 2). Most of the paraffin wax should melt in 3 hours.
7. "Ready" light will come on when wax is completely melted. Open the lid and carefully place the grate into the wax and allow it to sink to the bottom of the tub (Fig. 3). The ParaSpa Plus unit is designed to be used at room temperature. If the wax starts to solidify or flakes form on the top surface, close lid and press power button.
   NOTE: Initial wax melt time will take approximately 3 hours. If green ready light comes on before wax is fully melted, replace lid and wait until 3 hours has been reached for complete melt.


Fig. 1






Fig. 2


Fig. 3

NOTE:
To avoid burns, be sure to add the grate before dipping.


Fig. 4


Fig. 5

NOTE: The temperature of the room can have an effect on the unit's performance. Therefore we always recommend testing the paraffin temperature on the inside of the wrist area before dipping your entire hand or elbow.
NOTE: NEVER open lid or dip your hand, foot or elbow while the "heating" light is flashing.
NOTE: Place the grate into the unit only when the paraffin wax is melted.

How to use the paraffin bath:

1. Before immersing your hand or elbow test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature of the wax is comfortable. Remove all jewelry before dipping (i.e. rings, bracelets, watch).
   NOTE: It is suggested you wash the area to be treated and apply lanolin-based hand lotion over the area before dipping it into the paraffin wax. This will allow the wax to be removed easier and will help moisturize the skin.
2. Dip your hand, elbow or foot into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds until the wax solidifies.
   Try to avoid moving your hand or elbow while wax is applied.
   NOTE: Dipping process is quick. Do not leave hand or elbow in the tub. Do not soak. Dip quickly in and out.
3. Repeat this step several times until several layers have formed; 6–10 coatings are suggested.
4. For extended warmth, place a plastic liner (provided) over the treated area and twist bag at opening. Keep paraffin wax and liner on treated area for 10–20 minutes for ultimate luxury (Fig. 4).
5. Peel off the wax from the treated area. If using a plastic liner, peel the plastic lining from the area being treated. Paraffin wax will peel off with liner (Fig. 5).
6. Discard used wax.
   NOTE: If you are the only person using the ParaSpa Plus, the wax can be re-used. Simply put the wax back into the tub to re-melt.


Maintenance:


Periodically, the used portion of paraffin wax should be replaced and the unit should be cleaned.

1. Unplug unit and remove grate. Allow paraffin wax to solidify overnight.
2. Push on one end of paraffin wax block. This will tip it up. Lift the block out of the unit and dispose of it. DO NOT USE SHARP OBJECTS TO REMOVE THE PARAFFIN WAX BLOCK, THIS MAY SCRATCH OR DAMAGE THE TUB. If the paraffin wax does not remove easily, plug unit in and allow to heat for 10–15 minutes, then remove the paraffin wax block and unplug the unit.
3. Wipe the inside of the unit with a disposable towel to remove residual dirt and paraffin.
4. With a damp, soapy cloth, wipe clean. DO NOT POUR WATER INTO THE UNIT, OR IMMERSE THE UNIT IN WATER.
5. Store in a cool, dry place. When you are ready to re-use the ParaSpa Plus paraffin bath for the next heat treatment, repeat steps 2–7, "How to set up the ParaSpa Plus unit". Then, follow steps 1–6, "How to use the paraffin treatment."

ParaSpa™ Plus

Paraffin Bath





20 Plastic Liners

3-1lb. Bags of Paraffin Wax



HOMEDICS®

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a consumer relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com. For Canada, please visit: www.homedics.ca.

For Service in the USA:

Email:
cservice@homedics.com

Monday-Friday
8:30am-7:00pm EST

1.800.466.3342

For Service in Canada:

Email:
cservice@homedicsgroup.ca

Monday-Friday
8:30am-5:00pm EST

1.888.225.7378


HoMedics®, TheraP, and ParaSpa are trademarks of HoMedics, LLC
©2012–2015 HoMedics, LLC. All Rights Reserved.

IB-PAR350D

Distribuido por
HOMEDICS®

ParaSpa™ Plus

Baño de Parafina



Distribuido por
HOMEDICS®

HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390

Tómese un momento ahora

Registre

su producto en:
www.homedics.com/register

Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que desee en el futuro.

Manual de instrucciones e información de garantía

PAR-350
PAR-350-THP

2 años garantía limitada

HoMEDICS

PRECAUCIONES IMPORTANTES

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAYA NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.
- NO intente alcanzar un artefacto que haya caído al agua. Desconéctelo de inmediato.
- NO coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado dentro de una tina o pileta.
- NO lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- NO lo utiliser mientras soi baña o ducha. Úselo En un área secs.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, CHOQUE ELÉCTRICO, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíe el producto al Centro de servicio HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO toque el enchufe con las manos mojadas.
- Un artefacto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas.
- NO lo use debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- NO lleve este artefacto poder del cable, ni use el cable como manija.
- Nunca opere sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá , donde las aberturas de aire pueden ser bloqueados.
- NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo use al aire libre.
- NO lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición "off" (apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics.
- Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. NO lo use sobre áreas insensibles de la piel o si tiene mala circulación. El uso del calor sin supervisión por parte de niños o personas con incapacidades puede resultar peligroso.
- NUNCA la utilice mientras duerme o está adormecido.

Esta unidad está diseñada para uso doméstico exclusivamente. Esta unidad no está diseñada para uso comercial.

Precaución: Todo servicio para este masajeador debe ser realizado sólo por personal de servicio autorizado de HoMedics.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN—LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

SI TIENE O HA TENIDO PROBLEMAS O ENFERMEDADES EN LA PIEL, Y/O PROBLEMAS DE SALUD, DEBE CONSULTAR A SU MÉDICO ANTES DE USAR.

- Este producto no está diseñado para uso médico.
- No se recomienda para el uso con personas que padecen de diabetes.
- Use el baño únicamente mientras está sentado. NO se ponga de pie dentro ni sobre la unidad del recipiente.
- NO aplique parafina sobre cortes o heridas abiertas, verrugas, piel inflamada o cuando la sensibilidad de cualquiera de las extremidades se encuentra disminuida.
- Antes de usar, consulte a su médico si tiene alguna pregunta o inquietud sobre inflamación aguda y enfermedades vasculares periféricas o sobre la disminución de la sensibilidad de cualquier extremidad.
- Deje de usar y consulte a un médico si siente la parafina demasiado caliente o si no la siente lo suficientemente tibia.Esto puede indicar un posible problema físico.
- Deje de usar y consulte a su médico si aparece dermatitis, incomodidad, irritación o dolor como consecuencia de tratamientos de parafina continuados.
- Pruebe la parafina en el interior de su muñeca para asegurarse de que la temperatura le resulta cómoda.
- NO llene la unidad por encima del nivel máximo y mantenga siempre el nivel de parafina a aproximadamente 2 pulgadas de la parte superior del baño.
- NUNCA haga funcionar la unidad sin parafina.
- NO derrita la parafina en su empaque plástico ni sobre una llama, cocina, estufa u horno de microondas.
- NO vierta la parafina derretida desde el recipiente/unidad.
- Desenchufe la unidad antes de llenarla con parafina.
- NO use accesorios ni cera no recomendados o vendidos por HoMedics.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Centro de servicio de HoMedics.
- NO ponga agua dentro del recipiente/unidad.
- NO añada aceite o cualquier otros aditivos para la cera de parafina.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente.
- **Atención residente de California:**
  ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California ha determinado como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

Instrucciones de uso:

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe está diseñado para calzar en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna forma.

Esta unidad es controlada por medio de un termostato. Para su funcionamiento la unidad puede contener hasta 3 lbs. de parafina. El tiempo de derretido es menor a 2 horas y está diseñado para funcionar en forma continua 24 horas por día.

AVISO IMPORTANTE:

Esta unidad puede sentirse demasiado caliente para pieles sensibles. Sin embargo, para experimentar totalmente los beneficios de la parafina caliente, la cera debe ser derretida a una temperatura comprendida entre los 123 y 131 grados Fahrenheit (50 y 55°C). Para una aplicación adecuada, sumerja rápidamente el área del cuerpo (es decir, mano o codo) en la parafina derretida y retírela inmediatamente. Esto debería repetirse de 6 a
10 veces. Espere algunos segundos para que la parafina se solidifique. Nunca deje sumergido en la cera durante más de 1 ó 2 segundos.

Si es muy sensible al calor o siente que este dispositivo puede no ser adecuado para usted, sírvase devolverlo al lugar de compra, **antes de usarlo**.

MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO:

En un aparato de doble aislamiento, dos sistemas de aislamiento en lugar de puesta a tierra. No hay medios de puesta a tierra se proporciona en un aparato de doble aislamiento, ni un medio de conexión a tierra se añade al aparato. La reparación de un aparato de doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizado únicamente por personal cualificado. Las piezas de repuesto para un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOBLE AISLAMIENTO". El símbolo "⧈" también esté marcado en el aparato.

Cómo ajustar la unidad ParaSpa Plus:

1. Quite todo el contenido del paquete y verifíquelo para asegurarse de que tiene todos los siguientes componentes del baño de parafina ParaSpa Plus:
   - Recipiente de baño de parafina con tapa de seguridad
   - Rejilla plástica
   - Tres bolsas de 1 lb. de parafina
   - 20 cobertores plásticos
2. Coloque la unidad en una mesa o superficie firme y nivelada, y abra la tapa.
3. Asegúrese de que el recipiente ParaSpa Plus está vacío antes de poner cera en el mismo.
4. Abra las bolsas de parafina y ponga la cera dentro del recipiente. Abra sólo la cantidad de bolsas que planea usar. De acuerdo con su diseño, en la unidad puede acumularse un máximo de 1,36 kg (3 libras) y un mínimo de 1 kg (2,5 libras) de parafina derretida (Figura 1). Siempre mantenga el nivel de parafina derretida en la marca "MIN" ubicada en el interior del recipiente.
5. Enchufe la unidad en un tomacorriente doméstico de 120V C/A.
6. Cierre la tapa de seguridad. Presione el botón de encendido. La luz "Heating" (calentando) se ilumina en rojo mientras la cera se derrite (Fig. 2). La mayor parte de la parafina debería derretirse en el transcurso de 3 horas.
7. La luz "Ready" (listo) se enciende cuando la parafina se ha derretido por completo. Abra la tapa y coloque cuidadosamente la rejilla dentro de la parafina y deje que se hunda hasta el fondo del recipiente (Figura 3). La unidad ParaSpa Plus está diseñada para ser usada a temperatura ambiente. Si la parafina comienza a solidificarse o forma escamas en la superficie, cierre la tapa y oprima el botón de encendido.

   NOTA: cera Inicial tiempo fusión tendrá una duración aproximada de 3 horas. Si la luz verde de listo se enciende antes de cera se derritió completamente reemplazar la tapa y espere a que se ha llegado a 3 horas para la completa fusión.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

***NOTA: para evitar quemaduras, asegúrese de colocar la rejilla antes de sumergir su mano.**




Fig. 4




Fig. 5

NOTA: La temperatura ambiente puede ejercer un efecto en el rendimiento de la unidad. Por lo tanto, siempre recomendamos probar la temperatura de la parafina sobre el interior del área de la muñeca antes de sumergir toda su mano o codo.

NOTA: No abra NUNCA la tapa o bañe su mano, pie o codo mientras la luz "heating" esté destellando.

NOTA: Coloque la rejilla dentro de la unidad únicamente cuando la parafina ya esté derretida.

Cómo usar el baño de parafina:

1. Antes de sumergir su mano o codo, pruebe la parafina en el interior de su muñeca para asegurarse de que la temperatura de la cera le resulta cómoda. Quítese todas las alhajas antes de sumergir su mano (es decir, anillos, pulseras, reloj).

   NOTA: Se recomienda lavar el área a tratar, y aplicar una loción de manos a base de lanolina sobre el área antes de sumergirla en la parafina. Esto permitirá quitar la cera más fácilmente y le ayudará a humectar la piel.
2. Sumerja su mano, codo o pie dentro de la parafina derretida y retírelo de inmediato. Espere algunos segundos hasta que la cera se solidifique. Intente evitar mover su mano o codo mientras la cera está aplicada.

   NOTA: El proceso de inmersión es rápido. No deje la mano o codo dentro del recipiente. No lo deje en remojo. Sumerja y retire rápidamente.
3. Repita este paso varias veces hasta que se hayan formado varias capas, se sugieren 6-10 capas.
4. Para un tratamiento de calor más prolongado, coloque una cubierta plástica (proporcionada) sobre el área tratada y doble la bolsa en la abertura. M Mantenga la parafina y el cobertor sobre el área tratada durante 10-20 minutos para una experiencia excepcional (Fig. 4).
5. Quite la cera del área tratada. Si usó un cobertor plástico, quite el cobertor plástico del área que está siendo tratada. La parafina se quitará junto con el cobertor (Fig. 5).
6. Deseche la cera usada.

   NOTA: Si usted es la única persona que usa el ParaSpa Plus, la cera puede volver a usarse; simplemente vuelva a colocarla dentro del recipiente para volver a derretirla.

Mantenimiento:


Periódicamente, se debe reemplazar la porción de parafina usada y se debe limpiar la unidad.

1. Desenchufe la unidad y quite la rejilla. Deje que la parafina se solidifique durante la noche.
2. Presione sobre un extremo del bloque de parafina. Esto hará que se levante el extremo opuesto. Levante el bloque y retírelo de la unidad para desecharlo. NO USE OBJETOS FILOSOS PARA QUITAR EL BLOQUE DE PARAFINA, ESTO PUEDE RAYAR O DAÑAR EL RECIPIENTE. Si no puede quitar el bloque de parafina con facilidad, enchufe la unidad y deje que caliente durante 10-15 minutos, luego quite el bloque de parafina y desenchufe la unidad.
3. Limpie el interior de la unidad con una toalla desechable para quitar residuos de suciedad y parafina.
4. Limpie la unidad con un paño humedecido y enjabonado. NO VIERTA AGUA DENTRO DE LA UNIDAD NI LA SUMERJA EN AGUA.
5. Guárdela en un lugar fresco y seco. Cuando esté listo para volver a usar el baño de parafina ParaSpa Plus para el siguiente tratamiento de calor, repita los pasos del 2 al 7, "cómo ajustar la unidad ParaSpa Plus." Luego siga los pasos 1-6, "Cómo usar el tratamiento de parafina."

ParaSpa™ Plus

Baño de Parafina





20 forros de plástico

3-1 lb. Bolsas de parafina



HOMEDICS®

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de dos años a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a minoristas.

Para obtener servicio del producto HoMedics en garantía, comuníquese con un representante de relaciones con el consumidor para obtener ayuda. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a ninguna persona, incluidos, entre otros, minoristas, posteriores consumidores, compradores del producto a un minorista o compradores remotos, a obligar a HoMedics de ninguna otra forma más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación inadecuada; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad; cortes de energía; salida del producto del mercado; funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante; daños durante el transporte; robo; descuido; vandalismo; condiciones climáticas; pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación; o cualquier otra condición, sin importar cuál sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida solamente si el producto se compra y se utiliza en el país en que se compra. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier otro país que no sea aquel para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado; o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto en esta garantía.

LA GARANTÍA QUE SE PROPORCIONA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO EXISTIRÁN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD, NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE SE DETERMINE QUE TIENEN DEFECTOS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE ENTREGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES DEL PRODUCTO EN LUGAR DE REPARAR O CAMBIAR PIEZAS.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, vueltos a empacar y/o vueltos a sellar, que incluyen, entre otras cosas, la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que se haya reparado, cambiado, alterado o modificado sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones mencionadas arriba no se apliquen en su caso.

Para obtener más información con respecto a nuestra línea de productos en los Estados Unidos, visítenos en: www.homedics.com. Para Canadá, visítenos en: www.homedics.ca.

Para obtener servicio en EE. UU.:

Correo electrónico:
cservice@homedics.com

De lunes a viernes
de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. EST

1.800.466.3342

Pour une réparation au Canada :

Correo electrónico:
cservice@homedicsgroup.ca

De lunes a viernes
de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST

1.888.225.7378


HoMedics®, TheraP, y SpaPará son marcas de HoMedics, LLC
© 2012–2015 HoMedics, LLC. Todos los derechos reservados.

IB-PAR350D

Distribué par
HOMEDICS®

ParaSpa™ Plus

Bain de paraffine



Distribué par
HOMEDICS®

HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390

Veuillez prendre quelques instants

Enregistrez
votre produit sur:
www.homedics.com/register
Votre contribution concernant ce produit est précieuse et nous permettra de mieux être à même de concevoir les produits auxquels vous aspirez.

Manuel d'instructions et informations concernant la garantie

PAR-350
PAR-350-THP

2 ans garantie limitée

HoMEDICS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER EN PRÉSENCE D'ENFANTS, DOIT FAIRE L'OBJET DE MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

- Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant immédiatement après utilisation et avant de procéder au nettoyage.
- NE JAMAIS tenter de saisir un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS placer ou ranger là où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- NE PAS placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- NE PAS utiliser pendant le bain ou la douche. Utiliser uniquement dans un endroit sec.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES AUX PERSONNES :

- Un encadrement étroit est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants, des personnes invalides ou handicapées ou à proximité de ces derniers
- Utiliser cet appareil uniquement dans le but prévu et selon la description figurant dans ce manuel. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics; en particulier tout accessoire non fourni avec l'appareil.
- N'utiliser EN AUCUN CAS cet appareil s'il présente un fil ou une fiche endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Le renvoyer au Centre de réparation HoMedics afin qu'il y soit examiné et réparé.
- Tenir le câble à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne JAMAIS laisser tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures.
- Un appareil ne doit JAMAIS rester sans surveillance quand il est branché.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil ou le flexible
- Ne jamais faire fonctionner sur une surface molle comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air peuvent être bloqués.
- NE PAS l'utiliser à l'extérieur. Cette unité est conçue pour un usage domestique uniquement.
- NE PAS utiliser l'appareil dans des endroits où l'on utilise des produits aérosol (pulvérisations) ou de l'oxygène.
- NE PAS appliquer de paraffine près des yeux ou d'autres zones sensibles.
- NE pas laisser le niveau de cire de paraffine tomber sous le seuil « MIN » dans la baignoire.
- Ne JAMAIS utiliser des instruments pointus pour enlever la cire de paraffine solidifiée dans l'unité.
- Utiliser l'appareil sur une surface plane solide uniquement.
- TOUJOURS conserver ce produit dans un endroit frais et sec.
- NE PAS utiliser de rallonge électrique avec ce produit.
- Ne jamais obstruer les ouvertures d'air de l'appareil ou de le placer sur une surface douce, comme un lit ou un canapé, où des ouvertures d'air peut être bloqué. Garder des ouvertures d'air libre de peluche, de cheveux et autres debris.
- Ne jamais utilize l'appareil quand sont dormir.
- NE PAS utiliser pendant le sommeil ou la somnolence.

Cette unité est conçue pour un usage domestique uniquement. Elle n'est pas destinée à un usage commercial.

Mise en garde : Toute réparation de ce produit doit être effectuée exclusivement par un personnel d'entretien HoMedics.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS SPÉCIAUX :

SI VOUS AVEZ OU AVEZ EU DES TROUBLES CUTANÉS, MALADIES ET/OU PROBLÈMES DE SANTÉ, VOUS POUVEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT TOUTE UTILISATION.

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il vise uniquement à offrir un bain de paraffine de grande qualité.
- Il est déconseillé aux personnes diabétiques d'utiliser cet appareil.
- Utiliser uniquement le bain lorsque vous êtes assis. NE PAS marcher sur ou dans le récipient.
- NE PAS appliquer de cire de paraffine sur les coupures ouvertes ou les plaies, les verrues, la peau enflammée ou en cas de diminution de la sensation dans les extrémités.
- Avant utilisation, consulter votre médecin pour toute question ou préoccupation au sujet de l'inflammation aiguë et de la maladie vasculaire périphérique ou de la diminution de sensation dans les extrémités.
- Cesser l'utilisation et consulter un médecin si la cire de paraffine vous semble trop ou passez chaude. Cela peut indiquer un éventuel problème physique.
- Cesser l'utilisation et consulter un médecin en cas de dermatite, de gêne, d'irritation ou de douleur associées aux traitements continus à la paraffine.
- Tester la cire de paraffine sur l'intérieur de votre poignet pour s'assurer que la température est adaptée.
- NE PAS trop remplir l'unité et toujours maintenir le niveau de la cire de paraffine à environ 2 pouces (5,08 cm) du haut du bain.
- Ne JAMAIS utiliser l'unité sans cire de paraffine.
- NE PAS faire fondre la cire de paraffine dans son emballage en plastique, ni la faire fondre sur une flamme, une cuisinière, un four ou au micro-ondes.
- NE PAS verser la cire de paraffine fondue provenant de la baignoire/ l'unité.
- Débrancher l'unité avant de la remplir avec de la cire de paraffine.
- NE PAS utiliser d'accessoires ou de cire non recommandés ou vendus par HoMedics.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Centre de service de HoMedics.
- NE PAS mettre d'eau dans la baignoire/l'unité
- NE PAS ajouter d'huile ou tout autre additif à la cire de paraffine.
- Pour usage domestique uniquement
- **Avis aux résidents de la Californie :**
  AVERTISSEMENT : cet appareil contient des produits chimiques qui, selon l'état de Californie, peuvent causer le cancer, un handicap congénital ou d'autres troubles liés à la reproduction.

Mode d'emploi :

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (l'une des lames de la prise est plus large que l'autre). Cette fiche ne pourra être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'adapte pas correctement à la prise, inverser le sens de la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contacter un électricien qualifié afin qu'il installe une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

Cette unité est commandée par un thermostat. Pour son fonctionnement, l'unité peut contenir un maximum de 3 livres (1,3 kg) de cire de paraffine. Le temps de fusion est inférieur à 2 heures et est conçu pour fonctionner en continu 24 h/24.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette unité peut sembler très chaude pour les peaux sensibles. Toutefois, afin de profiter pleinement des avantages de la paraffine chaude, la cire doit être fondue à une température comprise entre 123 et 131 degrés Fahrenheit (50 et 55 degrés Celsius). Pour une application appropriée, faire rapidement tremper la partie du corps (main ou coude) dans la cire de paraffine fondue et enlever immédiatement. Attendre quelques secondes que la cire se solidifie. Cette opération doit être répétée 6 à 10 fois. Ne jamais tremper dans la cire pendant plus de 1 à 2 secondes.

Si vous êtes très sensible à la chaleur ou si avez le sentiment que cet appareil ne vous convient pas, veuillez retourner ce produit au lieu d'achat, **avant toute utilisation.**

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun ne devra être ajouté à cet appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin extrême et une connaissance parfaite du système, et ne doit être effectué que par du personnel d'entretien compétent. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation comporte les termes « DOUBLE ISOLATION » ou « DOUBLEMENT ISOLÉ ». Le symbole « ⧈ » peut aussi figurer sur l'appareil.

Comment ajuster l'unité ParaSpa Plus :

1. Retirez tout le contenu de l'emballage et vérifiez que vous avez tous les composants suivants du bain de paraffine ParaSpa Plus :
   - Baignoire de paraffine avec couvercle de verrouillage
   - Grille en plastique
   - Trois sacs de 1 livre (450 g) de cire de paraffine
   - 20 revêtements en plastique
2. Placez l'unité sur une table ou une surface plane et solide, et ouvrez le couvercle.
3. Assurez-vous que la baignoire ParaSpa Plus est vide avant d'y verser la cire.
4. Ouvrez les sacs de paraffine et placez la cire dans la baignoire. Ouvrez uniquement le nombre de sacs que vous prévoyez d'utiliser. L'unité est conçue pour contenir un maximum de 3 livres (1,3 kg) de cire de paraffine fondue et un minimum de 2,5 livres (1,1 kg) (Fig. 1). Maintenez toujours le niveau de paraffine fondue rempli au niveau « MIN » indiqué à l'intérieur de la baignoire.
5. Branchez l'unité dans une prise domestique de 120 V CA.
6. Fermez le couvercle de verrouillage. Appuyez sur le bouton d'alimentation. éclaire rouge, tandis que la cire est en train de fondre (Fig. 2). La plupart de la cire de paraffine devrait fondre en 3 heures.
7. Le voyant « Ready » (Prêt) s'allume lorsque la cire est complètement fondue. Ouvrez le couvercle et placez délicatement la grille dans la cire, puis laissez-la couler au fond de la baignoire (Fig. 3). L'unité ParaSpa Plus est conçue pour être utilisée à température ambiante. Si la cire commence à se solidifier ou que des flocons se forment sur la surface supérieure, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton d'alimentation.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

***REMARQUE : Pour éviter les brûlures, veillez à ajouter la grille avant de plonger.**



Fig. 4




Fig. 5

REMARQUE : la cire fondue initiale de temps prendra environ 3 heures. Si la lumière verte se prête avant de cire est complètement fondu Replacer le couvercle et attendez jusqu'à 3 heures a été atteint pour fusion complète.

REMARQUE : la température de la pièce peut avoir un effet sur les performances de l'unité. Par conséquent, nous recommandons toujours de tester la température de la paraffine sur l'intérieur du poignet avant de plonger votre main complète ou votre coude.

REMARQUE : ne JAMAIS ouvrir le couvercle ou tremper votre main, pied ou coude lorsque le voyant « Heating » (Chauffe) clignote.

REMARQUE : placer la grille dans l'unité uniquement lorsque la cire de paraffine est fondue.

Comment utiliser le bain de paraffine :

1. Avant de plonger votre main ou votre coude, testez la cire de paraffine sur l'intérieur de votre poignet pour vous assurer que la température de la cire est adaptée. Enlevez tous vos bijoux avant l'immersion (c.-à-d. bagues, bracelets, montre).
   REMARQUE : il est suggéré de laver la zone à traiter et d'appliquer la lotion pour les mains à base de lanoline sur la zone avant de la plonger dans la cire de paraffine. Cela permettra d'enlever plus facilement la cire et d'hydrater la peau.
2. Plongez votre main, coude ou pied dans la cire de paraffine fondue et retirez-le(la) immédiatement. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la cire se solidifie. Essayez d'éviter de bouger votre main ou votre coude pendant que la cire est appliquée.
   REMARQUE : le processus de trempage est rapide. Ne pas laisser la main ou le coude dans la baignoire. Ne pas tremper. Plonger et ressortir rapidement la main ou le coude.
3. Répétez cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que plusieurs couches se forment; il est recommandé de réaliser 6 à 10 revêtements.
4. Pour une chaleur prolongée, placez un revêtement en plastique (fourni) sur la zone traitée et tournez le sac dans l'ouverture. Gardez la cire de paraffine et le revêtement sur la zone traitée pendant 10 à 20 minutes pour une expérience ultime (Fig. 4).
5. Enlevez la cire de la zone traitée. Si vous utilisez un revêtement en plastique, enlevez la doublure en plastique de la zone traitée. La cire de paraffine se détache avec le revêtement (Fig. 5).
6. Jetez la cire usagée.
   REMARQUE : si vous êtes la seule personne à utiliser l'unité ParaSpa Plus, la cire peut être réutilisée. Il vous suffit, pour cela, de remettre la cire dans la baignoire pour la faire refondre.

Entretien:

Le morceau de paraffine utilisé doit être régulièrement remplacé et l'unité doit être nettoyée.

1. Débranchez l'unité et retirez la grille. Laissez la cire de paraffine se solidifier durant la nuit.
2. Appuyez sur l'une des extrémités du bloc de paraffine. Cela le fera basculer vers le haut. Sortez le bloc de l'unité et jetez-le. N'UTILISEZ PAS D'OBJETS POINTUS POUR ENLEVER LE BLOC DE PARAFFINE, CAR CELA PEUT RAYER OU ENDOMMAGER LA BAIGNOIRE. Si la cire de paraffine ne s'enlève pas facilement, branchez l'unité et laissez-la chauffer pendant 10 à 15 minutes, puis retirez le bloc de paraffine et débranchez l'unité.
3. Essuyez l'intérieur de l'unité avec une serviette jetable pour enlever les résidus de paraffine et de saletés.
4. Nettoyez avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. NE VERSEZ PAS D'EAU DANS L'UNITÉ OU NE PLONGEZ PAS L'UNITÉ DANS L'EAU.
5. Stockez-la dans un endroit frais et sec. Lorsque vous êtes prêt à réutiliser le bain de paraffine ParaSpa Plus pour le traitement thermique suivant, répétez les étapes 2 à 7, « Comment ajuster l'unité ParaSpa Plus ». Suivez ensuite les étapes 1 à 6, « Comment utiliser le traitement à la paraffine. » to set up the ParaSpa Plus unit". Then, follow steps 1–6, "How to use the paraffin treatment."

ParaSpa™ Plus

Bain de paraffine



